

Ficha Técnica

- **Sensor:** Sensor celda electroquímica
- **Modo de medida:** Tamizaje, Pasivo y Activo
- **Tamaño:** 120mm x 32mm x 32mm
- **Peso:** 113g
- **Memoria:** 100 pruebas
- **Pantalla:** Pantalla de 1.3" TFT LCD, apta para ambientes de poca luz
- **Temp. de trabajo:** 0 C a 40°C
- **Temp. Almacenaje:** -1 0°C a 60°C
- **Rango de detección:** 0 mg/100ml a 450 mg/100ml
- **Rango de exactitud:** Sobre 100mg/100ml ±10%
- **Batería:** 1,800mAh 3.7V Lithium Bateria recargable
- **Puerto de carga:** Micro USB
- **Bluetooth:** 4.0
- **Accesorios para la toma de muestras:**
 - Boquilla pasivas reutilizables
 - Boquilla Activa descartables
- **Altura máxima (caídas):** 1 metro



- Conecte con su teléfono mediante Bluetooth
- Soporte en ambos modos de pruebas (Pasivas, activas)
- Compacto y tamaño portátil
- Preciso y confiable
- Indicador de fecha de calibración
- App gratis para Smartphone (Android, IOS)




Toma foto durante la prueba



Detalle de la medida

SN: 00100067
 Fecha ultima calibración: 18 Apr, 2019
 Resultado prueba: 0.000%
 Fecha: 20 Abr, 2018
 Hora: 17:21:28

SN: 00100067
 Fecha ultima calibración: 18 Apr, 2019
 Resultado de prueba: 0.000%
 Fecha: 20 Abr, 2018
 Hora: 17:21:28



La foto con los detalle de la medida serán almacenados en el telefono



ALCOVISOR

Alcovisor Elite

- Toma foto durante la prueba
- Muestra el resultado de la medida
- Agregar comentarios a cada resultado (Diagrama 2)
- Cambiar las unidades de medida (Diagrama 3)
- Gráfica de líneas para ver las estadísticas anteriores




Diagrama 2



Diagrama 3

Descarga la aplicación mobile:



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.well.alcohol.elite&hl=en_AU



<https://itunes.apple.com/us/app/alcovisor-elite/id1438594641?mt=8>